

檢驗名稱	肺炎黴漿菌抗原	英文名稱	Mycoplasma Ag
檢驗代碼	mycag	健保編號(點數)	自費 500
檢體種類	咽喉拭子	檢驗方法	免疫層析分析法
採集容器	Mycoplasma Ag 檢測專用滅菌棉棒	操作時間	每天
採檢體量	N/A	報告時間	1 小時
送檢時間	採檢後一小時內	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	採集咽喉拭子檢體時，避免讓棉棒接觸到唾液，因可能導致反應變弱。		
檢體保存	無		
生物參考區間	Negative		
臨床意義	非典型肺炎中最常見者為黴漿菌肺炎，好發於學齡及學齡前孩童，亦見於青壯年族群；在台灣一年四季皆會出現感染的病例。當病人感染肺炎黴漿菌後，主要會引起包括咳嗽、發燒、頭痛等不舒服的症狀，與感冒的症狀十分相似。針對有肺炎黴漿菌感染症狀者進行肺炎黴漿菌抗原快速檢驗。由於抗原快速檢驗法之檢驗效能有限，檢測結果陰性者並不能排除感染；相關臨床處置仍應以臨床症狀為主。		
備註			