



檢驗科公告

發布日期：2026.8.4 人員：林奇勇 分機：1120 編號：

公告對象：

■ 檢驗科同仁

■ 檢驗科外部顧客及相關醫療單位醫護同仁

主旨：革蘭氏陽性菌藥敏異動通知

公告內容：

1.為配合 bioMérieux VITEK 2 藥敏卡版本更新，自 2026 年 8 月 4 日 起，本科革蘭氏陽性菌藥敏卡由 P627 更換為 P670。

經檢驗科完成藥敏卡內容與院內品項比對，並更新藥敏報告核發設定，相關異動如下：
P627 與 P670 藥敏卡比較

抗生素名稱	P627	P670	院內 品項	藥敏 報告	備註
Ampicillin		○	○	○	P670 新增並納入核發
Ampicillin/Sulbactam	○		○		P670 刪除
Benzylpenicillin	○		○		P670 刪除
Cefazolin	○		○		P670 刪除
Cefoxitin screen	○	○	○	○	無異動
Ceftaroline		○	○	○	P670 新增並納入核發
Clindamycin	○	○	○	○	無異動
Daptomycin	○	○	○	○	無異動
Erythromycin	○	○	○	○	無異動
Fusidic acid	○	○	○	○	無異動

Gentamicin 120 µg	○	○	○	○	無異動
Inducible Clindamycin Resistance (D-test)	○	○			無異動
Levofloxacin		○	○	○	P670 新增並納入核發
Linezolid	○	○	○	○	無異動
Minocycline		○	○	○	P670 新增並納入核發
Moxifloxacin	○	○	○	○	無異動
Oxacillin	○	○	○	○	無異動
Rifampicin	○	○	○	○	無異動
Streptomycin High Level (Synergy)	○		○		P670 刪除
Teicoplanin	○	○	○	○	無異動
Tetracycline	○		○		P670 刪除
Tigecycline	○	○	○	○	無異動
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	○	○	○	○	無異動
Vancomycin	○	○	○	○	無異動

2.異動說明

- Ampicillin、Ceftaroline、Levofloxacin 及 Minocycline 為 P670 新增檢測項目，並已納入本院藥敏報告核發。
- Ampicillin/Sulbactam、Benzylpenicillin、Cefazolin、Streptomycin High Level (Synergy) 及 Tetracycline 已自 P670 藥敏卡移除，目前已不提供藥敏檢測結果。
- Inducible Clindamycin Resistance (D-test) 為實驗室判讀項目，非抗生素，故不涉及院內品項及藥敏報告核發設定。
- 提醒：本次 P670 藥敏卡已不提供 Ampicillin/Sulbactam (Unasyn) 藥敏結果。臨床如需使用 Unasyn，建議依菌種特性、其他 β-lactam 類抗生素藥敏結果及感染部位綜合評估，必要時可會診感染科醫師。

3.如有相關疑問，請洽檢驗科。

PS：本單通知事項同步公告於檢驗科網站，僅此敬告週知。

組長查核：

檢驗科主任確認：