

|                |  |          |  |
|----------------|--|----------|--|
| 檢驗名稱           | 微晶腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測試驗   | 英文名稱     | FilmArray Meningitis/Encephalitis Panel (ME) |
| 檢驗代碼           | 12212  | 健保編號(點數) | 12212B (96892 點)                             |
| 檢體種類           | 腦脊髓液 (CSF)   | 檢驗方法     | 多重核酸檢測 (Nested multiplex PCR + HRM)          |
| 採集容器           | 無菌容器   | 操作時間     | 星期一~五白班                                      |
| 採檢體量           | 0.2 mL   | 報告時間     | 操作完成後  |
| 送檢時間           | 採檢後立即送檢  | 操作單位     | 檢驗科  |
| 採檢注意<br>(病人準備) | 透過腰椎穿刺採集 CSF，收集於無菌容器內，切勿離心。  |          |  |
| 檢體保存           | 以常溫運送，室溫下持續最多 1 天 (約 23°C)；冷藏持續最多 7 天 (約 4°C)。                                     |          |  |
| 生物參考區間         | 所有微生物檢測應均為陰性   | 可報告範圍    | 檢測到／未檢測到／無效                                  |
| 臨床意義           | FilmArray ME 結果可與其他臨床、流行病學及實驗室資料合併分析，用於協助診斷引起腦膜炎及/或腦炎的特定微生物。陰性結果不代表排除中樞神經系統(CNS)感染 |          |  |
| 備註             |  |          |  |